

PRUEBA DE TUBERCULINA (PPD)

REQUISITOS PREVIOS PARA LA TOMA DE LA MUESTRA

- Para la aplicación de la prueba, deber dirigirse a cualquiera de las siguientes sedes:
- FOSINTER: Calle 158 #20-95, Torre C, Piso 0, Modulo 6.
- FOSCAL: Calle 155ª # 23-09, Centro Medico Carlos Ardila Lule Torre A Piso 2 Modulo 215.
- Para realizar la prueba, tenga en cuenta las siguientes condiciones para facilitar su proceso de Atención.
- Horario de atención para la aplicación de la prueba Lunes a Miércoles.
- Horario de atención para la lectura de la prueba Miércoles a Viernes.
- Recuerde que la lectura es obligatoria a las 72 horas posteriores a la aplicación.

RECOLECCIÓN DE MUESTRA

- Se aplicará una pequeña inyección que contiene PPD. La aguja se coloca suavemente debajo de la capa cutánea superior, provocando la formación de una protuberancia (roncha) en la piel. Esto por lo regular desaparece en unas cuantas horas a medida que el material se absorbe.
- Después de 72 horas, usted debe volver al laboratorio, para que el bacteriólogo revise la zona y determine si ha tenido una reacción fuerte a la prueba.